

USO: Externo

CAS: 9041-08-1

Fator de Correção: Não se aplica

FM: C₂₆H₄₁NO₃₄S₄

Fator de Equivalência (FE): Não se aplica

PM: 1039,9 g/mol

DCI: 04610

Heparina Sódica Tópica

Pertence ao grupo de anticoagulantes, inibindo a ação da trombina e impedindo a conversão do fibrinogênio na rede de fibrina que forma os coágulos. Além disso, produz vasodilatação e melhora a circulação sanguínea, combatendo manifestações de estase.

Indicação

- Flebites e tromboflebites superficiais
- Hematomas, distensões e contusões
- Tenossinovites
- Queimaduras

Recomendação de uso

Recomenda-se a limpeza do local antes da aplicação tópica da heparina (concentração, conforme a prescrição).

Pode ser manipulada em gel, aplicando-se uma fina camada várias vezes ao dia, sem friccionar ou massagear.

Em regiões abertas, aplicar o produto ao redor da lesão, mas não diretamente sobre a ferida. A heparina sódica tópica pode ter uso veterinário, respeitando-se a posologia indicada pelo Médico veterinário.

Contra-indicações e precauções

Não deve ser aplicado em mucosas.

Em casos de hipersensibilidade, suspender o uso.

Referências Bibliográficas

1. Heparina Sódica. Disponível em: <<https://www.indice.eu/pt/medicamentos/DCI/heparina-sodica/informacao-cientifica>>. Acesso 05/02/2021.
2. Sodium heparin (Compound). Disponível em: <<https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/22833565>>. Acesso 05/02/2021.
3. Heparina Sódica. Disponível em: <<https://www.vetsmart.com.br/be/produto/1456/heparina-sodica>>. Acesso 05/02/2021.
4. Marx R. Pesquisa sobre o efeito do Thrombofob® Gel em conjunto com meias de compressão pneumática intermitente ou meias elásticas em indicações flebológicas. *Allgemeinmedizin* 1971; 47(5): S249-50.

Última atualização 05/02/2021 VS