

# INFORMATIVO

**Lowat®** é um extrato altamente higroscópico, derivado das folhas de *Piper betle* e das sementes de *Dolichos biflorus*.

Para evitar o contato com o ar e umidade e preservar assim suas características físico químicas, **Lowat®** é embalado a vácuo. Devido à este processo, pode ser observado um aspecto endurecido ao manusear sua embalagem.

Ao abrir a embalagem, caso a matéria-prima permaneça compactada, realize a descompactação da mesma com o auxílio de gral e pistilo. O insumo voltará facilmente à forma de pó.

É fundamental realizar a diluição do insumo em excipientes específicos, que possuam como característica controlar a higroscopia. Podem ser utilizados Aerosil 10% ou outros

excipientes de preferência da farmácia. Após cada uso, mantenha o produto em sua embalagem primária original, selando-a após retirar o máximo de ar possível. Esta embalagem selada deve ser mantida em pote preto junto à sachês ou cápsulas de sílica (secante).

Tanto para o armazenamento quanto para a pesagem e manipulação, mantenha o ambiente com temperatura e umidade controladas.

Para a pesagem e manipulação utilize utensílios limpos e totalmente secos.

Adicione sachês ou cápsulas de sílica (secante) na embalagem do produto final (cápsulas).

Oriente o paciente a guardar a embalagem do produto final em local seco, arejado e ao abrigo da luz.

**SEGUINDO TODAS ESSAS RECOMENDAÇÕES VOCÊ PRESERVARÁ A QUALIDADE DO LOWAT®.**